

YA-D3-2

Cama de hospital electrica



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-D3-2

CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA

DESCRIPCIÓN

YA-D3-2 es una cama hospitalaria eléctrica con sistema de respaldo manual. Su sistema especial ofrece doble seguridad en caso de fallo eléctrico o daño en el motor, lo que la convierte en una opción ideal especialmente para aquellas áreas con suministro eléctrico inestable.


- CARACTERÍSTICAS
- Plataforma de acero perforado con orificios de ventilación, moldeada
 - Barandillas laterales partidas de longitud completa con espacio de seguridad
 - Manivela manual de respaldo para el ajuste del respaldo, piecero y altura
 - Sistema auto-contrapeso
 - Cabecero y piecero desmontables con cierre rápido
 - Sistema de freno central con ruedas de 125 mm de diámetro
 - Ganchos para bolsa de orina en ambos lados
 - Protectores en las 4 esquinas
 - Porta suero ajustable

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D3-2
Dimensiones	2230 * 1100 * 520mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Altura	520-770mm
Ruedas	5"
Capacidad de carga	205kg



Mando de control



Manivela manual



Urine bag hook



Castors



IV pole



Bed Frame



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

**Escanee el código
QR para obtener más
información**

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.