

YA-D3-5

Cama de hospital ultra baja



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D3-5 Cama de hospital ultra baja

DESCRIPCIÓN

La cama de hospital ultrabaja YA-D3-5 tiene una función Auto Contor que eleva simultáneamente la cabeza y las rodillas, los residentes permanecen cómodamente en su sitio mientras están mejor colocados para leer, ver la televisión o hablar con los familiares. El movimiento simultáneo también ayuda a evitar el doloroso cizallamiento de la piel que podría producirse durante el reposicionamiento. Es la cama ideal por su estabilidad, sus sencillos mandos y la suave subida y bajada de la cabeza, los pies y la altura total de la cama.

CARACTERÍSTICAS

- Altura mínima de 260 mm
- Estructura de acero laminado en frío con tratamiento de recubrimiento en polvo
- Cama motorizada eléctrica con funcionamiento suave y controlado mediante 3 actuadores mando a distancia
- Respaldo de contorno automático y ajuste simultáneo del apoyo para las rodillas
- Material de aleación de aluminio tipo plegable barandilla lateral con 6 barras
- Tablero de cabeza/pies desmontable
- Función de reanimación cardiopulmonar eléctrica
- Con 4 esquinas parachoques giratorios
- 4 provisiones para poste de suero intravenoso
- 2 soportes para bolsas de drenaje

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D3-5
Dimensiones	2050 * 920 * 260mm
Altura	260-560mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	200kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Control remoto



Plataforma de cama



Ruedas con freno de bloqueo



Protector anti-golpes



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.