

YA-D3-6

Cama de hospital



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D3-6

Cama de hospital

DESCRIPCIÓN

La YA-D3-6 es una cama hospitalaria estándar de tres funciones que puede ajustarse para leer, ver televisión o conversar con familiares. El movimiento simultáneo también ayuda a prevenir dolorosas lesiones cutáneas por fricción que podrían producirse durante el reposicionamiento. Es la cama ideal por su estabilidad, controles sencillos y la suavidad en el ajuste de la altura total, el respaldo y la sección de pies.

- CARACTERÍSTICAS
- Estructura fabricada en acero de alta resistencia
 - Tendido de 4 secciones en acero epoxy
 - Cabecero y piecero en plástico. Desmontables
 - 4 barandillas laterales de ABS con modelo Tuck-away, plegables bajo la superficie de la cama
 - Control de mando de mano
 - Ruedas de poliuretano de cinco pulgadas con freno individual
 - Parachoques en sus 4 esquinas
 - Movimientos accionados por tres actuadores eléctricos

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D3-6
Dimensiones	2080*960*460mm
Altura	460-760mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	200kg

DETALLES DEL PRODUCTO




Barandilla lateral de ABS



Ruedas con freno de bloqueo



Control remoto



Indicador de ángulo



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.