

YA-D5-1

Cama de hospital



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D5-1

Cama de hospital

DESCRIPCIÓN

La cama hospitalaria eléctrica YA-D5-1 es un modelo completamente eléctrico para cuidados intensivos (UCI). Está diseñada para brindar soporte conveniente tanto al personal médico como al paciente, facilitando un proceso de recuperación seguro y eficiente.

CARACTERÍSTICAS

- Bastidor de la cama con recubrimiento por electrólisis y pintura en polvo
- Plataforma de ABS desmontable
- Motor lineal para un ajuste silencioso y suave
- Controlador integrado para todas las funciones y movimientos eléctricos
- 4 barandales de ABS tipo plegable, abatibles por debajo de la superficie de la cama
- Cabecera y piecero de ABS, desmontables
- Sistema de freno centralizado con ruedas de 125 mm de diámetro
- Barandilla lateral de ABS con panel de control integrado
- Autocontorno
- RCP eléctrica
- RCP manual.
- Control remoto

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D5-1
Dimensiones	2200 * 980 * 450-750mm
Altura	450-750mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	220kg

DETALLES DEL PRODUCTO



lataforma microperforada de acero (MS)




Panel de control integrado en el barandal



Panel de control integrado



Sistema de freno centralizado



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.