

YA-D5-12

Cama de hospital electrica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D5-12

/ CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA

La YA-D5-12 es una cama de UCI de nueva generación, integrada con sistema de control en las barandillas. Su diseño exclusivo de barandilla lateral de longitud completa ofrece máxima protección y sistema de asistencia para la salida del paciente. Gracias a su diseño ergonómico y múltiples posiciones de operación con un solo botón, esta cama cubre por completo las necesidades del proceso de recuperación del paciente.



Características

- Plataforma de cuatro secciones desmontables
- Barandillas de longitud completa con espacio de seguridad para evitar atrapamientos
- Panel de control ubicado tanto en el interior como en el exterior de la barandilla
- Cabecera y piecera de ABS desmontables, con sistema de bloqueo de seguridad
- Botón de posición de exploración con una sola pulsación
- Botón de asistencia para salida de la cama
- Función Auto-Counter (compensación automática de presión)
- Botón de posición de silla con un solo toque
- Botón para alcanzar la altura máxima automáticamente
- Función de bloqueo del panel de control, para evitar operaciones no deseadas
- Botón de emergencia
- Cuatro soportes para colocar el porta suero- Botón de asistencia para salida de la cama

Ficha Técnica

Modelo	YA-D5-12
Dimensiones	2100*970*550-770mm
Espaldar	0-70°±5°
Pies	0-40°±5°
Altura	550-750mm
Trendelenburg	0-12°±3°
Trendelenburg Inverso	0-12°±3°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	250kg


Más detalles



Control de enfermería



Botón de asistencia para salir de la cama



Panel de control



Ruedas con parachoques



Indicador de ángulo



Ruedas



Botón de emergencia que detiene todos los movimientos

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES