

YA-D5-13

Cama de hospital



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-D5-13

CAMA DE HOSPITAL

DESCRIPTION

La cama UCI YA-D5-13 tiene un diseño compacto con una apariencia elegante, fácil de manejar. La amplia gama de ajuste de altura facilita la operación médica.

- CARACTERÍSTICA
- Con control de barandilla incrustado, iconos visibles, con el panel de control de la enfermera hacia el exterior y el botón limitado hacia el paciente.
 - Se adopta el sistema de freno central con pedales de freno dobles en ambos lados para una fácil manipulación
 - Las ruedas de parachoques están situadas en las cuatro esquinas de la cama
 - La palanca de RCP manual está situada en ambos lados
 - El indicador de ángulo se logra en la barandilla, especialmente los 30 grados para el ajuste de la sección de la espalda está claramente marcado para el uso frecuente.

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D5-13
Dimensiones	2230 * 1000 * 465mm
Altura	465-765mm
Espaldar	0° a 70°
Pies	0° a 25°
Trendelenburg	465-765mm
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	12°
Capacidad de carga	230kg



PANEL DE CONTROL INTEGRADO
EN EL BARANDAL



RUEDAS




RUEDA PARACHOQUES




INDICADOR DE ÁNGULO



RCP MANUAL



BARANDILLAS LATERALES
DE FÁCIL AGARRE



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.



YOU TUBE



MEDIK

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

**Escanee el código
QR para obtener más
información**

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES