

YA-D5-2

Cama de hospital electrica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D5-2

/ CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA

El motor estable y eficiente, junto con el sistema de control múltiple, ofrecen un proceso de atención más fluido.

La barandilla de cuerpo entero, con panel de control y agarradera integrados en su parte interna, se adapta mejor a las necesidades del paciente y reduce los riesgos de seguridad.

Su rendimiento integral y diseño cuidadosamente pensado hacen que la YA-D5-2 sea una cama de UCI muy valorada en el entorno hospitalario.

Especificación

- Mando a distancia manual de todas las funciones y movimientos accionados eléctricamente
- Electroforesis del marco de la cama y recubrimiento de polvo
- Plataforma de la cama Plataforma de la cama de material ABS
- Motor Los silenciosos y robustos actuadores eléctricos proporcionan un funcionamiento fiable
- Pasamanos Cuatro barandillas laterales divididas, baje..
- Material ABS para la cabeza y los pies, desmontable
- Ruedas: Rueda de cierre central con un diámetro de 125 mm
- Ruedas de parachoques Ruedas de parachoques en 4 esquinas de la cama

Ficha Técnica

Modelo	YA-D5-2
Dimensiones	2240*1060*490mm
Altura	490mm-790mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de cargar	250kg

Más detalles



Ajuste de altura: 490-790mm



Trendelenburg: $0-15^{\circ} \pm 2^{\circ}$



Reverse trendelenburg: $0-15^{\circ} \pm 2^{\circ}$



Sección trasera: $0-70^{\circ} \pm 5^{\circ}$

Sección de piernas: $0-33^{\circ} \pm 3^{\circ}$

La sección de la espalda y los pies se pueden ajustar individualmente, también tiene función de contador automático.



Posición del sillón cardíaco



Barandilla lateral de ABS



Plataforma microperforada de acero (MS)



Panel de control integrado



Mando de control



Rueda parachoques



Gancho de drenaje



Indicador de ángulo



RCP manual



Luz nocturna



Porta suero



Botón de parada de emergencia



Ruedas

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES