

YA-D5-4

Cama de hospital



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D5-4

Cama de hospital

DESCRIPCIÓN

YA-D5-4 es una cama eléctrica de UCI con cinco funciones y posición Trendelenburg, de diseño económico. El control remoto gestiona todos los movimientos. Se trata de una plataforma de recuperación que puede funcionar perfectamente como cama de cuidados intensivos del hospital, ofreciendo las siguientes características destacadas.

- CARACTERÍSTICAS
- El marco y la base están elaborados en acero epoxy
 - Cabecero y piecero en plástico. Desmontables.
 - Cuatro barandas independientes de seguridad laterales
 - Control de mando de mano
 - Indicador de grados de inclinacion
 - Ruedas de poliuretano de cinco pulgadas con freno individual
 - Parachoques en sus 4 esquinas.
 - Movimientos accionados por cuatro actuadores eléctricos.

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	2240 * 1060 * 500-780 mm
Altura	500-780 mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	225kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Bloqueo de barandales



Control remoto



Indicador de ángulo




Orificio para portasuero



Ruedas



Angulo anti-colisión



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES