

YA-D5-5

Cama de hospital



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D5-5

Cama de hospital

DESCRIPCIÓN

La YA-D5-5 es una cama que incorpora todas las funciones necesarias de una cama estándar de UCI, con un diseño ergonómico, apariencia elegante y una opción económica para el hospital. Su barandal largo de cuatro piezas evita que el paciente sufra caídas y proporciona mayor seguridad.

CARACTERÍSTICAS

- Electroforesis del marco de la cama y recubrimiento de polvo
- Plataforma de la cama Plataforma de la cama de material ABS
- Motor Los silenciosos y robustos actuadores eléctricos proporcionan un funcionamiento fiable
- Mando a distancia manual de todas las funciones y movimientos accio-
nados eléctricamente
- Pasamanos Cuatro barandas laterales divididas, caen bajo la plataforma
de la cama
- Tablero de cabeza y pies Tablero de madera desmontable de cabeza y
pies con un cierre fácil
- Ruedas Sistema de freno central con un diámetro de rueda de 125mm
- Función de autoconteo Autoconteo para evitar que el paciente se deslice
sobre el extremo del pie

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D5-5
Dimensiones	2200 * 1060 * 510mm
Altura	510-800mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	225kg

DETALLES DEL PRODUCTO



RCP manual



Control remoto



Rueda parachoques



Indicador de ángulo



Pedal de bloqueo central



Botón de parada de emergencia



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES