

YA-D5-8

Cama de hospital electrica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D5-8

CAMA DE HOSPITAL ELECTRICA

DESCRIPCIÓN

La cama hospitalaria eléctrica de cinco funciones YA-D5-8 ofrece una gran capacidad de ajuste para facilitar al máximo la prestación de cuidados de alta calidad a los pacientes. El funcionamiento mediante mando de mano es suave y preciso. Las barandillas laterales funcionan eficazmente para proteger a los pacientes de posibles caídas. Es la mejor opción para los servicios de hospitalización.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en tubo de acero con revestimiento de epoxy y ABS.
- Control remoto alámbrico para el funcionamiento de los movimientos de la cama.
- Cabecero y piecero.
- Somier de 4 secciones.
- Mando de control con 5 funciones
- Barandillas abatibles con sistema de seguridad.
- Protectores parachoques en las cuatro esquinas.
- Ruedas antiestáticas de 125 mm. con freno centralizado.

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D5-8
Dimensiones	2100*960 *550-750mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Altura	550-750mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	200kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Mando de mano




Quinta rueda



Ruedas de doble cara de 5"



Rueda parachoques



960mm

2100mm

550-750mm

ABOUT US

Zhangjiagang Medi Medical Equipment Co.,Ltd, founded in 1995, with more than 20 years experience in developing hospital furniture, is one of the largest manufacturer of hospital bed, patient stretcher, medical cart and other related hospital furniture in China or even Asia.

Through scientific management complying with ISO9001&ISO13485, by adopting advanced facility like Germany TRUMPF CNC, Japan OTC Robot Welding, Auto-power coating line with Swiss GEMA gun , Medi focuses on providing brand quality product with CE approval.

Headquartered in Zhangjiagang nearby Shanghai, with subsidiary oversea offices in Hungary, Dubai, Thailand, New Zealand, Kenya, Colombia, Medi acting professionally and swiftly for both pre-sales and after-sales.The products are widely accepted by global clients, such as UK RIE hospital, UNIVERZITETNI KLINICNI CENTER, Kokilaben Dhirubhai Ambani Hospital, Singapore National University Hospital etc.



YOU TUBE



MEDIK

Pls scan the QR code for more info

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik reserves the right to make changes without notice in design, specifications and models. The only warranty Medik makes is the express written warranty extended on the sale or rental of its products.

© 2022 Medik Services, Inc. ALL RIGHTS RESERVED. APR53703 rev 1 01-JAN-2022 ENG – US