

YA-D6-4

Cama de hospital electrica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-D6-4

Cama de hospital electrica

DESCRIPCIÓN

La YA-D6-4 es la nueva generación de camas totalmente eléctricas de MEDIK, puede aportar una experiencia de funcionamiento cómoda a los pacientes y al personal de enfermería con un diseño humanizado y una calidad estable, y también ha mejorado enormemente la seguridad. Su función completa puede mejorar la comodidad del paciente durante el proceso de cuidado.

- CARACTERÍSTICAS
- Barandilla de protección completa con indicador de ángulo
 - Extremos de cabeza/pie de tipo insertable fáciles de retirar en caso de emergencia
 - Mango de RCP eléctrico
 - RCP manual en ambos lados
 - Actuadores eléctricos silenciosos y robustos que proporcionan un funcionamiento fiable
 - Mando a distancia de todas las funciones y movimientos accionados eléctricamente
 - Sistema de frenado con control centralizado
 - Control de barandilla integrado
 - Control de enfermería

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-D6-4
Dimensiones	2200*1050*500mm
Altura	500-780mm
Espaldar	0° a 70°
Pies	0° a 40°
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	220kg
Ruedas	Diá125mm

DETALLES DEL PRODUCTO



Panel de control integrado



RCP manual



Gancho de drenaje



Rueda parachoques



Mando de control




Indicador de ángulo



Botón de parada de emergencia



Ruedas



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.