

YA-H5-3

Cama de hospital hidráulico



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-H5-3

Cama de hospital hidráulico

DESCRIPCIÓN

Las camas hospitalarias manuales YA-H5-3 están diseñadas para ofrecer calidad de construcción, facilidad de uso y seguridad. Cuentan con un amplio rango de ajustes que facilitan el cuidado del paciente. La cama manual YA-H5-3 representa una opción de gran valor para brindar una mejor atención y favorecer la recuperación del paciente.

- CARACTERÍSTICAS
- El marco y la base están elaborados en acero epoxy
 - Cabecero y piecero en plástico. Desmontables
 - Tendido de 4 secciones en acero epoxy
 - 2 barandas en aluminio
 - Movimientos a través de tres manivelas
 - Espaldar ajustable por resorte de gas
 - Ruedas de poliuretano de cinco pulgadas con bloqueo central.
 - Parachoques en sus 4 esquinas

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	2160 * 960 * 500-750 mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Altura	500-750 mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	220kg

DETALLES DEL PRODUCTO




Manivela manual



Sistema de bloqueo central



Protector anti-golpes



RCP manual



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.