

YA-M3-2

Cama de hospital manual



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-M3-2

/ CAMA DE HOSPITAL MANUAL

El modelo YA-M3-2 es una cama hospitalaria manual con un diseño ergonómico y compacto. Es una cama manual única con función de RCP, lo que la hace adecuada para unidades de cuidados intensivos con presupuestos muy limitados.

Características

- Estructura fabricada en material ABS, duradero y fácil de limpiar.
- Ángulo de inclinación de 15°, facilita la comunicación y alimentación entre la madre y el bebé.
- Altura ajustable mediante sistema hidráulico.
- La barandilla puede colocarse plana o en ángulo de 90°, y puede utilizarse como soporte para mosquitero.
- Cuatro ruedas giratorias silenciosas, dos de ellas con freno.
- Báscula integrada para medir el peso del bebé.
- Medición de la temperatura ambiente.
- Teclado táctil, más duradero y sensible que los botones mecánicos tradicionales.

Ficha Técnica

Modelo	YA-M3-2
Dimensiones	2160*940*500mm
Altura	500-750mm
Espaldar	0° a 60°
Pies	0° a 40°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	195kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Manivela




RCP manual



Panel de cabecera y piecera



Ruedas



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.