

YA-M3-3

Cama de hospital manual



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-M3-3

CAMA DE HOSPITAL MANUAL

DESCRIPCIÓN

La cama hospitalaria manual YA-M3-3 de tres funciones es una cama duradera y de alta calidad, diseñada para su uso en hospitales. Con tres manivelas para ajustar respaldo, sección de pies y posición Trendelenburg, ofrece un soporte versátil y comodidad para el cuidado del paciente.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo, reposapiés y movimientos Trendelenburg con 3 manivelas
- Marco de la cama de acero dulce recubierto de epoxi
- Tablero de cama de 4 secciones
- Rieles laterales ABS con indicador de ángulo
- Cabeza y pies de ABS con agujeros para mover la cama fácilmente
- Ruedas silenciosas Dia125mm, todas con frenos individuales
- Ruedas de parachoques en 4 esquinas para protección

ESPECIFICACIONES

Modelo	YA-M3-3
Dimensiones	2160*960*500mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Trendelenburg	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	175kg



Manivela manual




Ruedas



Protector anti-golpes



Plataforma de acero MS



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES