

YA-M3-4

Cama de hospital manual



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-M3-4

Cama de hospital manual

DESCRIPTION

La YA-M3-4 es una cama de hospital manual con un diseño ergonómico y tiene una apariencia elegante, 4unidades de barandilla lateral de PP con una pantalla de ángulo proporciona seguridad para los pacientes y fácil para la salida de la cama, las áreas de la sala del hospital ampliamente aceptarlo con un presupuesto limitado.

CARACTERISTICAS

- Marco de la cama electroforesis y recubrimiento de polvo
- Plataforma perforada MS con agujero de ventilación, moldeada
- Cuatro barandillas laterales divididas, bajan bajo la plataforma de la cama
- Cabezal y piecero Cabezal/pie desmontable con cierre fácil
- 3 piezas de manivelas plegables
- 6 ganchos para bolsas de orina en ambos lados
- Con indicador de ángulo incrustado en la barandilla para la espalda y los pies

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-M3-4
Dimensiones	2240*1085*450mm
Espaldar	0° a 70°
Pies	0° a 40°
Altura	450-700mm
Ruedas	5"
Capacidad de carga	200kg



Indicador de ángulo




Porta suero



Gancho de drenaje



Bloqueo de barandilla lateral



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.



YOU TUBE



MEDIK

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.

**Escanee el código
QR para obtener más
información**

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.