

YA-M5-1

Cama de hospital



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-M5-1

Cama de hospital

DESCRIPTION

YA-M5-1 es una cama hospitalaria manual de cinco manivelas con diseño ergonómico y moderno. Ofrece todas las funciones necesarias para la atención médica. Sus 4 barandillas laterales completas de ABS con indicador de ángulo brindan seguridad y comodidad al paciente. Los paneles de cabecera y pie desmontables, junto con las ruedas con freno centralizado, hacen que el cuidado sea más eficiente y flexible.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de acero perforado con orificios de ventilación, moldeada
- Cuatro barandillas laterales seccionadas, abatibles bajo la plataforma
- 4 manivelas plegables
- Cabecera y piecera desmontables con cierre fácil
- Sistema de freno central con ruedas de 125 mm de diámetro
- Ganchos para bolsa de orina en ambos lados
- Indicador de ángulo integrado en la barandilla
- Ruedas con parachoques en las 4 esquinas para protección
- Quinta rueda retráctil para dirección (opcional)

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-M5-1
Dimensiones	2490 * 1100 * 520mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Altura	520-770mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	195kg



Manivela manual



Indicador de ángulo



Gancho de drenaje




Ruedas



Rueda parachoques



Estructura de la cama



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES