

YA-M5-6

Cama de hospital manual



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-M5-6

Cama de hospital manual

DESCRIPCIÓN

La cama hospitalaria manual YA-M5-6 de 5 funciones combina un diseño ergonómico con una apariencia elegante. Prioriza la seguridad del paciente y la funcionalidad a bajo costo, ofreciendo una gama completa de posiciones con un presupuesto reducido.

- CARACTERÍSTICAS
- Ergonómicamente diseñada para la comodidad del paciente en su hogar o en el hospital
 - Estructura tubular con pintura epóxica fácil de limpiar y esterilizar.
 - Bastidor 4 secciones de paneles, plegables de plástico ABC de alta resistencia desmontables.
 - Cabecera y piecera en ABS de alta resistencia desmontable fácil de limpiar y esterilizar.
 - Sistema manual de elevación 5 posiciones
 - Control de posiciones con 4 manivelas
 - Bastidor plegable de acero de alta durabilidad
 - Barandales de protección
 - Ruedas de goma con freno en cada una de ellas para mayor seguridad
 - Cubierta parachoques en las 4 esquinas.
 - Con indicador de ángulo incrustado en la barandilla

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-M5-6
Dimensiones	2240*1085*450mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Altura	450-700mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	200kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Manivela manual



Soporte para cilindro de oxígeno



Ruedas




Indicador de ángulo



Orificio para suero



Gancho de drenaje



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.