

YA-M5-8

Cama de hospital manual



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-M5-8

Cama de hospital manual

DESCRIPCIÓN

La cama hospitalaria manual YA-M5-8 de 5 funciones con función de RCP ofrece una alta calidad de construcción, facilidad de uso y seguridad. Es la opción con mejor relación calidad-precio para brindar una atención óptima en las salas de hospital.

- CARACTERÍSTICAS
- El marco y la base están elaborados en acero epoxy
 - Cabecero y piecero en plástico. Desmontables
 - Tendido de 4 secciones en acero epoxy
 - Con junta blanda de ABS articulada entre las diferentes secciones de la plataforma
 - 4 barandas extralargas en plastico
 - Movimientos a través de cuatro manivelas
 - Ruedas de poliuretano de cinco pulgadas con bloqueo central
 - Incluye porta suero

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-M5-8
Dimensiones	2160 * 1050 * 500mm
Espaldar	0 a 75°
Pies	0 a 40°
Altura	500-750 mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	220kg

DETALLES DEL PRODUCTO



RCP manual



Manivela manual



Ruedas



Rueda parachoques



Porta tarjeta de paciente



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.