

YA-PD3-1

Cama pedi á trica



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-PD3-1

Cama pediátrica

DESCRIPCIÓN

La YA-PD3-1 es una cama pediátrica eléctrica diseñada especialmente para unidades de cuidados intensivos infantiles. Cuenta con barandillas de protección envolventes de longitud completa y un mecanismo de bloqueo seguro, ofreciendo el máximo nivel de seguridad y cuidado para los niños. Ideal para hospitales y clínicas pediátricas que priorizan el confort y la protección de sus pacientes más jóvenes.

CARACTERÍSTICAS

- Barandillas prolongadas para una mayor seguridad del paciente.
- Control remoto de fácil uso para ajustes precisos.
- Base de cama estampada, resistente y fácil de limpiar.
- Canastilla de almacenamiento inferior, práctica para guardar pertenencias del niño.
- Ruedas con freno centralizado, facilitan el manejo por parte del personal de enfermería.
- Ganchos para drenaje en ambos lados para una mejor gestión del equipo médico.
- Ajustes especiales pensados para proteger la salud infantil.
- Altura, respaldo y sección de rodillas ajustables, para ofrecer un confort personalizado.
- Estructura duradera, garantiza un rendimiento confiable y de larga duración.

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	1930*980* 480 mm
Espaldar	0° a 75°±5°
Pies	0° a 45°±5°
Altura	480-750 mm
Ruedas	5"
Capacidad de carga	180kg





Control remoto

Barandilla de longitud completa



Canastilla de almacenamiento

Rueda central con freno



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

**Escanee el código
QR para obtener más
información**

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.