

YA-PD5-1

Cama pediátrica



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-PD5-1

CAMA PEDIATRICA

DESCRIPCIÓN

El diseño especial de la cama pediátrica YA-PD5-1 ofrece a los niños una gran seguridad y comodidad. Esta cama hospitalaria pediátrica ha sido diseñada teniendo en cuenta destacados aspectos estéticos, creando un entorno cálido y amigable para los niños, lo que les permite vivir un período de tratamiento más relajado. Con sus 5 funciones eléctricas, barandillas altas y cabecero/piecero, resulta especialmente adecuada para las salas de cuidados intensivos pediátricos (PICU).

CARACTERÍSTICAS

- Los laterales de seguridad de cuatro piezas.
- El cabecero y el piecero más altos pueden evitar que los niños se resbalen mientras juegan. El diseño especial de la barandilla y el reposapiés de la cabeza proporciona a los niños una agradable oportunidad de interactuar con otras personas.
- Mando de control fácil de usar
- RCP eléctrica y RCP manual en ambos lados
- Contador automático para evitar que el paciente se deslice hacia el extremo de los pies
- Parachoques situados en las cuatro esquinas de la cama
- Ruedas de bloqueo central de 150 mm que funcionan con gran suavidad, lo que facilita considerablemente el movimiento de la cama por parte del personal de enfermería.

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PD5-1
Dimensiones	1840 * 980 * 600-960 mm
Espaldar	0 a 75°
Pies	0 a 35°
Altura	600-960 mm
Trendelenburg	15°
Trendelenburg Inverso	15°
Ruedas	6"
Capacidad de carga	170kg

Control remoto



Llave de control manual



RCP manual



Estante bajo la cama



Sistema de freno central



Indicador de ángulo



Portasuero



Ruedas con parachoques



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES