

YA-PM2-3

Cama pediátrica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PM2-3

Cama pediátrica

DESCRIPCIÓN

La cama pediátrica YA-PM2-3 combina un diseño alegre con barandillas completas, ajustes de respaldo y piernas, y un estante inferior espacioso. Ideal para hospitales y hogares, ofrece seguridad y comodidad a los niños mientras facilita el trabajo de los cuidadores.

- CARACTERÍSTICAS
- Bloqueo de seguridad Mechan Mecanismo de doble palanca.
 - Estructura fabricada en acero de alta resistencia.
 - Pintura en polvo epoxi poliéster de aplicación electrostática.
 - Tendido de 4 secciones en acero epoxy.
 - Guardas laterais com deslizamento vertical com ajuste em altura.
 - Cabecero y piecero en plástico. Desmontables.
 - Movimientos a través de dos manivelas.
 - Ruedas de poliuretano de cinco pulgadas con freno individual
 - Atril porta suero graduable.
 - Soporte para bolsa de drenaje.
 - Topes de colchón.
 - Estante de zapatos

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PM2-3
Dimensiones	1880 * 900 * 650 mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	100kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Panel de control integrado



RCP manual



Gancho de drenaje



Rueda parachoques



Mando de control



Indicador de ángulo

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES