

YA-PM2-4

Cama pediátrica



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-PM2-4

CAMA PEDIATRICA

DESCRIPCIÓN

La cama pediátrica YA-PM2-4 cuenta con barandillas laterales altas de longitud completa con ajuste de altura en 3 niveles, garantizando la seguridad del niño y facilitando el acceso a los cuidadores. Sus barandillas bien espaciadas permiten una visibilidad completa sin puntos ciegos. Su diseño sencillo y colorido es ideal para hospitales y uso doméstico.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura fabricada en acero de alta resistencia.
- Guardas laterais com deslizamento vertical com ajuste em altura.
- Tendido de cuatro secciones en acero epoxy.
- Cabeceiras e guardas em tubos verticais.
- Movimientos a través de dos manivelas.
- Ruedas de poliuretano de cinco pulgadas con bloqueo central.
- Parachoques en sus 4 esquinas.
- Atril porta suero graduable.
- Soporte para bolsa de drenaje.
- Topes de colchón.

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PM2-4
Dimensiones	1800 * 960 * 650 mm
Espaldar	0 a 75°
Pies	0° a 40°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	150kg



Orificio para porta suero




Sistema de bloqueo central



Barandillas de longitud completa



Manivela manual



Ruedas con parachoques



Plataforma de cama



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES