

YA-PM3-1

Cama pediátrica



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PM3-1

Cama pediátrica

DESCRIPCIÓN

El YA-PM3-1 es una cama pediátrica con completas funciones de seguridad y excelente visibilidad. La baranda elevada con diseño de doble bloqueo brinda a los niños una gran protección. Así, no solo garantiza un cuidado seguro para los niños, sino que también ofrece un entorno abierto que les permite sentirse más cómodos y tranquilos.

- CARACTERÍSTICAS
- Bloqueo de seguridad Mechan Mecanismo de doble palanca
 - Perfiles de cabecera y piecera fabricadas con aleación de aluminio
 - Barandales fabricados en tubo de aluminio telescópico
 - Movimientos a través de tres manivelas
 - Ruedas de poliuretano de cinco pulgadas con bloqueo central
 - Atril porta suero graduable
 - Soporte para bolsa de drenaje
 - Topes de colchón

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PM3-1
Dimensiones	2000 * 860 * 510-770 mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 40°
Altura	510-770 mm
Ruedas	5"
Capacidad de carga	160kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Barandales




Manivela manual



Cabecera y piecera



Gancho de drenaje



Sistema de freno central



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.