

YA-PM3-3

Cama pedi á trica



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-PM3-3

CAMA PEDIÁTRICA

DESCRIPTION

Nuestra Cama Pediátrica Manual 3 posiciones es la elección perfecta para proporcionar confort y apoyo individualizado a pacientes pediátricos en diversas etapas de recuperación. Su diseño ergonómico y su funcionamiento intuitivo garantizan una experiencia segura y cómoda para el paciente, mientras que su durabilidad y fiabilidad hacen que sea una inversión sólida para cualquier instalación médica.

- CARACTERÍSTICAS
- La base del catre, el marco y patas están hechos de acero laminado en frío.
 - Los tubos están cubiertos con aerosol electrostático por un proceso doble de fosfatación.
 - La base del colchón en el catre es de placa de acero.
 - Ruedas: Cuatro ruedas de 125 mm y dos con freno.
 - Bandeja de monitoreo
 - Portacilindros de oxígeno
 - Cuatro ruedas protectoras

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	1800*960*600mm
Espaldar	0° to 60°
Trendelenburg / Trendelenburg inversa	0°to 10°
Ruedas	5"
Capacidad de carga	150kg



Porta cilindro de oxígeno



Manivela manual



Rueda central con freno



Barandilla de longitud completa



Paneles de cabecera y pie desmontables



Porta sueros



Bandeja para monitor



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

**Escanee el código
QR para obtener más
información**

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.