

YA-PS01

Camilla de traslado



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-PS01

Camilla de traslado

DESCRIPCIÓN

El diseño y la construcción innovadores de YA-PS01 crean una camilla de transporte ligera y duradera. Tiene una amplia gama de funciones progresivas que facilitan el transporte rápido y seguro de los pacientes mientras se gestionan las funciones vitales.

- CARACTERÍSTICAS
- Estructura de acero con revestimiento de epoxy.
 - Plataforma translúcida de rayos X de longitud completa
 - Sistema de elevación soportado por columnas mediante actuador hidráulico controlado por pedales bilaterales.
 - Fácil de limpiar y de mantener.
 - Correa de sujeción para el paciente.
 - Freno centralizado y servodireccionado.
 - Ruedas de 200 mm, 2 de ellas antiestáticas.
 - 5ª rueda para facilitar su manejo.
 - Empujadores ergonómicos y plegables.
 - Barandillas plegables con cierre de seguridad.
 - Soporte de sueros de 4 ganchos regulable en altura .
 - Con 2 alojamientos para bombonas de oxígeno y porta objetos.

ESPECIFICACIONES	Modelo	YA-PS01
	Dimensiones	2100*760*560mm
	Alturat	560-890mm
	Medidas del colchón	1910* 630 mm
	Espaldar	0 ~ 90°
	Pies	0 ~ 35°
	Trendelenburg	18°
	Trendelenburg Inverso	18°
	Ruedas	Ø200mm
	Capacidad de carga	250kg



Resorte de gas para ajuste del respaldo



Manivela para ajuste de piernas



Pedal de bloqueo central



Quinta rueda direccional



Espacio de almacenamiento inferior



Manija de empuje



Plataforma translúcida de resina para rayos X

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES