

YA-PS01B

Camilla de traslado



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS01B / CAMILLA DE TRASLADO

El YA-PS01B ofrece una excelente maniobrabilidad y dirección, con un diseño ergonómico que reduce la carga del personal médico. Gracias a su reconocido sistema hidráulico, garantiza una experiencia de operación segura y cómoda tanto para pacientes como para cuidadores.

Características

- Respaldo ajustable con resortes de gas silenciosos
- Elevación en altura con cilindro hidráulico de alta calidad
- Ajuste de rodillas por manivela
- Plataforma radiotransparente con colchón de 7 cm y correas, apta para rayos X
- Barandillas plegables de acero inoxidable de longitud completa
- 4 ruedas de Ø200 mm con sistema de bloqueo central y quinta rueda direccional
- Porta suero con soporte de almacenamiento
- Colchón impermeable y lavable con funda de cremallera
- Asas de empuje en cabecera y pies, con ruedas anti-choque en todo el perímetro

Ficha Técnica

Modelo	YA-PS01B
Dimensiones	2150*800*600 mm
Espaldar	0° a 85°
Pies	0° a 45°
Altura	600-930 mm
Trendelenburg	13°
Trendelenburg Inverso	13°
Ruedas	Ø200mm
Capacidad de carga	220kg

Detalles Del Producto



Manivela para ajuste de los pies



Manija de empuje




Quinta rueda



Pedal de pie



Sistema de bloqueo central



Indicador de ángulo



Espacio de almacenamiento inferior



Plataforma translúcida de resina para rayos X

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES