

YA-PS01C

Camilla de traslado



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-PS01C

CAMILLA DE TRASLADO

DESCRIPCIÓN

La Camilla de traslado de YA-PS01C, utiliza un diseño innovador e incorpora características distintivas con la finalidad de ayudar al cuidador a proveer un nivel del cuidado de los pacientes mucho más significativo.

Este producto esta específicamente diseñado para alcanzar las necesidades de los clientes, ofreciéndoles características claves tales como el sistema dual de frenado, un área para almacenamiento profunda en la base y un diseño

CARACTERÍSTICAS

- Ideal para el transporte de pacientes en el hospital
- Plataforma translúcida de rayos X de longitud completa
- Parachoques giratorios
- Sección de la espalda ajustable
- Barandas laterales plegables
- Sistema de levantamiento hidráulico
- Sistema de frenado Central
- Manijas ergonómicas
- Parachoques laterales
- Retención del Colchón en los pies y cabeza
- Manija para empujar en la parte de la piecera
- Frenos fácilmente accesibles desde los cuatro lados
- Quinta rueda retráctil con suspension neumática para una mayor conducción
- Portasueros integrados en empujadores
- Catheter box

ESPECIFICACIONES

Modelo	YA-PS01C
Dimensiones	2170* 780*580 mm
Altura	580~810 mm
Tamaño del colchón	1910* 630 mm
Espaldar	0 ~ 60°±5°
Pies	0 ~ 45°±5
Trendelenburg	13°
Trendelenburg Inverso	13°
Ruedas	Ø200mm
Capacidad de carga	250kg



Porta suero



Manija de empuje



Indicador de ángulo



Rueda parachoques



Espacio de almacenamiento inferior



Plataforma translúcida de resina para rayos X



Pedal de bloqueo central



Ruedas con sistema de bloqueo central

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES