

YA-PS02B

Camilla de traslado



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS02B

Camilla de traslado

DESCRIPCIÓN

YA-PS02B es una camilla hidráulica para pacientes con bandeja portaplacas de rayos X, diseñada para ofrecer el máximo confort a los pacientes y facilitar el trabajo del personal de enfermería, cumpliendo con las necesidades de cualquier institución médica. El mango ergonómico permite una operación sencilla.

CARACTERÍSTICAS

- Bomba hidráulica confiable de la marca Power-Packer
- Estructura de dos columnas, compatible con arco en C
- Asa de empuje plegable en ambos extremos
- Barandillas laterales robustas y abatibles, fáciles de bloquear
- Sistema de bloqueo central con ruedas de 200 mm de diámetro, que facilita el transporte
- Quinta rueda retráctil en el centro para mejorar la dirección
- Chasis inferior moldeado con espacio para cilindro de oxígeno y pertenencias del paciente
- Pedal de operación con el pie disponible en ambos lados
- Pedal de freno central ubicado en el extremo de la camilla, fácil de accionar
- Ruedas con parachoques en las cuatro esquinas
- Plataforma translúcida a los rayos X
- Bandeja portaplacas de rayos X

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PS02B
Dimensiones	2120*800*635mm
Altura	635-945mm
Espaldar	0 ~ 85°
Pies	0 ~ 45°
Trendelenburg	0 ~ 15°
Trendelenburg Inverso	0 ~ 15°
Ruedas	Ø200mm
Capacidad de carga	235kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Plataforma translúcida de resina para rayos X



Pedal de pie



Manivela manual



Bandeja portaplacas de rayos X



Ruedas



Espacio de almacenamiento inferior

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES