

YA-PS02E

Camilla de traslado



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS02E

Camilla de traslado

DESCRIPCIÓN

Camilla de transporte de YA-PS02E ofrece un diseño aerodinámico para el transporte, con el paciente rápida y eficaz un valor económico. Ideal para el medio ambiente, esta camilla ofrece movilidad y cuatro ruedas, frenos de quinta rueda para una seguridad óptima.

- CARACTERÍSTICAS
- Estructura en acero de alta resistencia
 - Barandillas laterales plegables para hacer traslados sin huecos.
 - Ruedas en poliuretano de ocho pulgadas con bloqueo central y quinta rueda direccional
 - Manijas de empuje en el piecero y cabecero de la camilla.
 - Sistema hidráulico de doble pedestal
 - Sistema hidráulico de control de pie de montaje lateral doble
 - Cuatro IV receptáculos
 - Cuatro ruedas, anillos de acero frenos anillo con activadores finales duales
 - Bandeja de almacenamiento integrado con soporte para botellas de oxígeno

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PS02E
Dimensiones	2150*800*560mm
Espaldar	0°a 80°
Pies	0°a 35°
Altura	560-890 mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	Ø200mm
Capacidad de carga	225kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Estructura de dos columnas



Plataforma translúcida de resina para rayos X



Resorte de gas para ajuste del respaldo



Quinta rueda



Pedal de pie



Manija de empuje



Sistema de bloqueo central



Manivela para ajuste de los pies



Porta suero



Indicador de ángulo

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.