

YA-PS03

Camilla de traslado



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-PS03

CAMILLA DE TRASLADO

DESCRIPCIÓN

La YA-PS03 está diseñada para un traslado seguro y ergonómico de pacientes, ofreciendo maniobrabilidad fácil para el personal médico. Equipada con bomba hidráulica de alta calidad y barandillas laterales únicas, permite transferencias cómodas de la camilla a la cama.

CARACTERÍSTICAS

- Respaldo ajustable con resortes de gas silenciosos.
- Elevación de altura con cilindro hidráulico importado.
- Ajuste de rodillas mediante manivela y pies ajustables de forma independiente.
- Plataforma transparente con colchón de 7 cm, apta para rayos X y correas de seguridad.
- Estructura de acero soldado de alta calidad.
- Barandillas de resina PP con indicador de ángulo, fijables horizontalmente.
- Ruedas de 200 mm con bloqueo central y quinta rueda direccional.
- Porta suero integrado y colchón impermeable fácil de limpiar.
- Ruedas anti-colisión y asas de empuje en cabecera y pie de cama.

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PS03
Dimensiones	2150* 830* 560 mm
Espaldar	0° a 80°
Pies	0° a 35°
Altura	560-890mm
Trendelenburg	16°
Trendelenburg Inverso	16°
Ruedas	Ø200mm
Capacidad de carga	220kg



↑ Pedal de pie



↑ Plataforma translúcida de resina para rayos X



↑ Manija de empuje



↑ Manivela



↑ Quinta rueda



↑ Quinta rueda Quinta rueda



↑ Indicador de ángulo



↑ Gancho de drenaje



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES