

YA-PS07

Camilla de traslado



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS07 / CAMILLA DE TRASLADO

La camilla de transporte hidráulico YA-PS07 está especialmente diseñada para el traslado de pacientes entre diferentes departamentos con una excelente manipulación y transitabilidad.

Características

- Plataforma translúcida de rayos X de longitud completa
- Las cubiertas de polvo protegen los actuadores hidráulicos
- La sección trasera puede ser elevada con resortes de gas
- El reloj de la rodilla se puede elevar con una manivela manual plegable..
- Rieles laterales plegables para los traslados o el acceso de los pacientes
- Los rieles laterales se bloquean en posición vertical por seguridad
- Área de almacenamiento en la base para los tanques de oxígeno y pertenencias de los cilindros electrónicos
- Dos pedales de freno, uno a los pies de la camilla y otro a la cabeza
- Ruedas giratorias de 8 pulgadas con sistema de freno central
- Rueda retráctil de 5 pulgadas para facilitar las maniobras
- Doble control de pie montado en el lateral con pedal
- Incluye un poste telescópico IV extraíble
- Las manijas ergonómicas incorporadas se pueden girar hacia abajo para su almacenamiento
- Amortiguadores, parachoques de rodillos
- Ideal para salas de emergencia, recuperación, pre y post operatorio

Ficha Técnica

Modelo	YA-PS07
Dimensiones	2130*930*530-870mm
Espaldar	0° a 80°
Pies	0° a 35°
Altura	530-870mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	12°
Ruedas	Ø200mm
Capacidad de carga	250kg

Detalles Del Producto



Pedal de pie



Barandilla lateral



Plataforma translúcida de resina para rayos X



Manija de empuje



Quinta rueda



Estructura de dos columnas



Bloqueo de barandilla lateral



Pedal de bloqueo central

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES