

YA-PS07B

Camilla de traslado



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS07B

Camilla de traslado

Con el nuevo concepto dos en uno de carro de transporte de emergencia y cama temporal, la camilla YA-PS07B está equipada con tablero de cabeza/pies, sistema de operación hidráulica, excelente función de transporte y dirección, todas estas funciones hacen que la camilla sea una opción ideal para la solución de transferencia de urgencias y hospitales.

CARACTERÍSTICAS

- La cubierta de la base termoformada no tiene costuras y es fácil de limpiar.
- El diseño de la base incluye un soporte incorporado para el tanque de oxígeno y un área de almacenamiento para las pertenencias del paciente.
- La construcción de la base de doble pedestal asegura la estabilidad del paciente.
- La superficie ajustable del paciente tiene un acabado con recubrimiento de polvo.
- El respaldo se ajusta de cero a 75 grados mediante un sistema neumático.
- Los controles hidráulicos de los pies gestionan el ajuste de la altura y el posicionamiento Trendelenburg.
- El sistema de parachoques de esquina que no deja marcas protege las paredes.
- Cuatro palancas de freno/dirección en cada esquina para facilitar las maniobras.
- Poste de I.V. montado en la cabeza.
- Doble pozo de accesorios en cada esquina para múltiples configuraciones de accesorios.

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PS07B
Dimensiones	2130*930*530mm
Espaldar	0° a 75°
Pies	0° a 35°
Altura	530-870mm
Trendelenburg	15°
Trendelenburg Inverso	15°
Ruedas	Ø200mm
Capacidad de carga	250kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Estructura de dos columnas



Estante para monitor



Pedal de pie



Manivela para ajuste de los pies



Ruedas de 8 pulgadas



Espacio de almacenamiento inferior



Manija de empuje



Quinta rueda



Resorte de gas para ajuste del respaldo

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES