

YA-PS10

Camilla de transporte



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS10

CAMILLA DE TRANSPORTE

DESCRIPCIÓN

La estructura con recubrimiento en polvo, las funciones básicas de ajuste y el movimiento suave permiten que la YA-PS10 cumpla con las necesidades esenciales de traslado y cuidado del paciente. Es fácil de limpiar y ofrece una excelente relación costo-beneficio. El espacio de almacenamiento ubicado debajo de la cama brinda mayor flexibilidad en su uso.

- CARACTERÍSTICAS
- Estructura con recubrimiento en polvo, fácil de limpiar y duradera
 - Respaldo ajustable mediante sistema de engranaje
 - Barandillas laterales abatibles (se pueden subir y bajar)
 - Colchón con grosor de 5 cm
 - Canasta de almacenamiento de gran capacidad
 - Cuatro ruedas con sistema de bloqueo diagonal
 - Empaque tipo knock-down (desmontado para transporte)
 - Incluye porta suero

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	1800 * 500 * 800 mm
Espaldar	0° a 75°
Grosor del colchón	5 cm
Ruedas	Ø100mm
Capacidad de carga	150kg



Portasuero



Espacio de almacenamiento



Ruedas

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES