

YA-PS13

Camilla de traslado



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS13

Camilla de traslado

DESCRIPCIÓN

La camilla de traslado YA-PS13 está diseñada para un uso intensivo en hospitales, con estructura de acero inoxidable que garantiza resistencia y durabilidad. Su respaldo neumático y la regulación de altura con manivela suave ofrecen una operación sencilla y versátil. Ideal para distintos departamentos, asegura un traslado de pacientes seguro, cómodo y eficiente.

- CARACTERÍSTICAS
- Cubierta de colchón de cuero artificial
 - Rieles laterales: 2 piezas, material de aleación de aluminio, plegables
 - Cuatro ruedas de 150 mm y dos cruzadas con frenos
 - RCP manual para el ajuste de la sección de la espalda
 - Manivela de metal para el ajuste de la altura
 - Con poste y enchufe de I.V

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PS13
Dimensiones	1900*550*540-880mm
Espaldar	0° a 60°
Altura	540-880mm
Ruedas	Ø125mm
Capacidad de carga	159kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Barandilla



Rueda parachoques




Correas



Manivela manual



Bandeja de almacenamiento inferior



Soporte para botella de oxígeno

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES