

YA-PS14

Camilla de traslado



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS14

Camilla de traslado

DESCRIPCIÓN

La YA-PS14 es una camilla manual de traslado de pacientes con ajuste de altura y respaldo y barandilla de salida asistida. Puede satisfacer las necesidades generales de la atención hospitalaria. Equipada con una 5ª rueda puede ser trasladada fácilmente.

CARACTERÍSTICAS

- Camilla manual de lujo
- Barandillas laterales: 4pcs, material de aleación de aluminio, plegable
- Plataforma de ABS fácil de limpiar
- Altura ajustable manualmente
- Con 150mm rueda retráctil en el centro para la dirección
- Respaldo ajustable de forma neumática
- Sistema de freno central con rueda de 150mm de diámetro


FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-PS14
Dimensiones	1930*640*520mm
Espaldar	0 a 70°
Altura	520-820mm
Ruedas	Ø150mm
Capacidad de carga	250kg


DETALLES DEL PRODUCTO



Resorte de gas para ajuste del respaldo



Quinta rueda



Manivela de manual



Soporte para botella de oxígeno



Orificio para porta suero



Sistema de bloqueo central

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.