

YA-PS15

Camilla de traslado



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-PS15 / CAMILLA DE TRASLADO

La YA-PS15 es una camilla manual de traslado de pacientes con altura ajustable y una elegante barandilla extralarga para una gran seguridad durante el transporte.

Características

- Camilla manual de lujo
- Barandilla ABS plegable
- Plataforma de ABS fácil de limpiar
- Altura ajustable manualmente
- Con 5" rueda retráctil en el centro para la dirección
- Respaldo ajustable de forma neumática
- Sistema de freno central con rueda de 150 mm de diámetro


Ficha Técnica

Modelo	YA-PS15
Dimensiones	1930*640*520mm
Espaldar	0 a 70°
Altura	520-820mm
Ruedas	Ø150mm
Capacidad de carga	250kg

Detalles Del Producto



Resorte de gas para ajuste del respaldo



Manivela de manual



Estante de almacenamiento inferior



Soporte para bolsa de orina



Orificio para porta suero



Quinta rueda



Sistema de bloqueo central



Soporte para botella de oxígeno

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES