

YA-AC01

Camillas para ambulancia



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-AC01

CAMILLAS PARA AMBULANCIA

DESCRIPCIÓN

La YA-AC01 es una resistente cuna manual para ambulancias fabricada totalmente en aluminio. versátil y estable, tiene una sección de cabeza retráctil para una movilidad de 360 grados en cualquier posición de altura.La YA-AC01 se utiliza ampliamente en varios escenarios de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en aleación de aluminio y acero inoxidable
- Ligero, fácil de limpiar y esterilizar
- Superficie con cojín de espuma y funda protectora de vinilo
- Respaldo ajustable que proporciona comodidad al paciente
- Asas laterales que controlan las patas plegables mecánicas
- Una sola persona puede operarlo y trasladar al paciente a la ambulancia
- Camilla equipada de serie con ruedas de bloqueo de seguridad
- Ruedas sobredimensionadas con rodamientos sellados
- Incluye porta suero

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-AC01
Tamaño (posición baja)	2060*570*280 mm
Tamaño (posición alta)	1910*570*910 mm
Respaldo ajustable	0 - 75°
Capacidad de carga	180kg
Ruedas	Dia150mm



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES