

YA-AS02

Camillas para ambulancia



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

YA-AS02

Camillas para ambulancia

DESCRIPCIÓN

Camilla para ambulancias con ruedas y respaldo abatible. Fabricada en aluminio para que sea más cómoda de transportar. En los laterales dispone de barras de seguridad para proteger al paciente de caídas.


CARACTERÍSTICAS

- Estructura fabricada en aluminio, ligera y fácil de limpiar.
- Respaldo regulable hasta 75°.
- Colchón relleno de espuma, cubierto con tela impermeable.
- Barandilla a los pies y barandillas laterales abatibles.
- 4 ruedas, 2 de las cuales con frenos incorporados.
- 4 ruedas especiales para la carga en ambulancia.
- Diámetro de las ruedas: 125 mm.
- 2 correas de cierre a presión.
- Dispone de sistema de bloqueo para garantizar la estabilidad mientras está en la ambulancia.

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-AS02
Dimensiones (posición más alta)	1900*550*920mm
Dimensiones (posición más baja)	1900*550*250mm
Respaldo ajustable	0 - 75°
Capacidad de carga	159kg

DIMENSIONES DEL PRODUCTO



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.