

YA-AS05

Camillas para ambulancia



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-AS05

CAMILLAS PARA AMBULANCIA

DESCRIPCIÓN

Camilla para ambulancias convertible en silla. Fabricada con estructura de aluminio, fácil de limpiar y esterilizar, y con tapizado de gran resistencia al agua.

- CARACTERÍSTICAS
- El lecho de la camilla es un colchón de espuma resistente al agua.
 - El respaldo se puede ajustar, para ofrecer mayor comfort al paciente.
 - Las patas mecánicas son plegables y se controlan mediante unas asas colocadas a ambos lados de la camilla.
 - La camilla se puede bloquear una vez colocadas las ruedas en las canaletas de la ambulancia.
 - Se regula mediante un muelle neumático.
 - Convertible en silla (con el paciente subido a la camilla).
 - Anti corrosivo y de fácil limpieza y esterilización.
 - Diámetro de las ruedas: 125 mm

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-AS05
Dimensiones (posición más alta)	1960*550*860mm
Dimensiones (posición más baja)	1960*550*250mm
Respaldo ajustable	0 - 85°
Capacidad de carga	159kg



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES