

YA-AS06

Camillas para ambulancia



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-AS06

CAMILLAS PARA AMBULANCIA

DESCRIPCIÓN

La camilla de RMN YA-AS06 no magnética es adecuada para su uso en exámenes de RMN de 1,5t y 3,0t. No hay movimiento ni transferencia en un entorno magnético fuerte, no hay succión, no hay interferencia en los resultados de los exámenes de RM, y la transferencia conveniente de los pacientes.

CARACTERÍSTICAS

- El bastidor se compone de una superficie de cama y una carrocería.
- La camilla está equipada con un riel lateral de auto-bloqueo
- La estructura está hecha principalmente de aleación de aluminio y acero inoxidable puro. Tras una estricta desmagnetización, las piezas de aleación de aluminio serán no magnéticas
- El respaldo se ajusta mediante la manivela
- Todas las fijaciones son tornillos de hierro desmagnetizados

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-AS06
Dimensiones	1900*550*705mm
Respaldo ajustable	0 - 75°
Capacidad de carga	220kg



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES