

YA-AS08

Camillas para ambulancia



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-AS08

CAMILLAS PARA AMBULANCIA

DESCRIPCIÓN

La camilla de ambulancia YA-AS08 con la superficie extraíble de la camilla ofrece una excelente maniobrabilidad.La sección de la espalda, la sección de las piernas y la altura se pueden ajustar para satisfacer diferentes necesidades.Puede transportar de forma flexible a los heridos en varias ocasiones como gimnasios, campos y salas de emergencia.

CARACTERÍSTICAS

- La superficie está hecha de cojín de espuma, cubierta protectora de vinilo que es duradera y fácil de limpiar
- Soporte de infusión opcional
- Patas plegables controladas por asas en ambos lados de la camilla
- La camilla puede bloquearse mediante los dispositivos de fijación cuando está en el coche ambulancia
- Trendelenburg
- Trendelenburg inverso
- La altura es ajustable

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-AS08
Dimensiones (posición más alta)	1960*550*980mm
Dimensiones (posición más baja)	1960*550*340mm
Respaldo ajustable	0-65°
Reposapiés ajustable	0-40°
Trendelenburg	0-30°
Trendelenburg Inverso	0-30°
Capacidad de carga	160kg



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES