

YA-AS09

Camilla MRI no magnetica



*Mejor atención
mayor confort!*

YA-AS08

CAMILLA MRI NO MAGNETICA

DESCRIPCIÓN

La camilla de RMN no magnética YA-AS09 es adecuada para su uso en exámenes de RMN de 1,5t y 3,0t. En un entorno fuertemente magnético, no habrá movimiento de la camilla ni transferencia, no hay succión, no hay interferencia en los resultados de los exámenes de RM, y la transferencia conveniente de los pacientes. La camilla se puede separar, y la tabla se puede separar del marco para una transferencia rápida.

CARACTERÍSTICAS

- El bastidor se compone de una superficie de cama y una carrocería. La superficie de la cama puede separarse de la carrocería.
- La camilla está equipada con rieles laterales de auto-bloqueo
- Tras un estricto tratamiento de desmagnetización, las piezas de aleación de aluminio serán amagnéticas
- El respaldo se ajusta con la manivela
- Todas las piezas de fijación son tornillos desmagnetizados

FICHA TÉCNICA

Modelo	YA-AS09
Tamaño	190*55*40-88cm
Respaldo ajustable	0 - 75°
Peso	27kg
Capacidad de carga	160kg



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES