

MK-B01

Cunas hospitalarias



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

MK-B01

Cunas hospitalarias

DESCRIPCIÓN

El material transparente y seguro de la cuna MK-B01 ofrece protección al bebé y permite su fácil observación. Su inclinación y ajuste de altura facilitan el cuidado materno. La pantalla digital muestra peso, temperatura y canciones de cuna, brindando comodidad tanto para el bebé como para los cuidadores.


CARACTERÍSTICAS

- Panel de control con teclado táctil
- Altura ajustable por medio de sistema hidráulico, 855 – 1045 mm
- Angulo de inclinación, 15°
- Agarradera movable, puede colocarse plana o en un ángulo de 90°
- Reproductor de música en formato MP3, tarjeta de memoria SD
- Balanza
- Medidor de temperatura ambiental
- Frenos de seguridad (ruedas posteriores)

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	800*420*855-1045mm
Altura	855*1045mm
Trendelenburg	12°
Trendelenburg Inverso	15°
Ruedas	Ø100mm
Capacidad de carga	20kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Pedal para ajuste de altura



Pantalla digital



Asa de empuje



Barandilla ajustable



Espacio de almacenamiento



Ruedas con freno



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.