

MK-B02

Cunas hospitalarias



*Mejor cuidado
Mejor confort!*

MK-B02

Cunas hospitalarias

DESCRIPCIÓN

La cuna móvil MK-B02 combina un diseño moderno y atractivo, ideal para el cuidado del recién nacido. Su cuenco acrílico transparente permite a madres y cuidadores observar al bebé en todo momento. Con ajuste de altura y posición Trendelenburg, ofrece un soporte esencial para la atención neonatal. Es una opción práctica para hospitales, maternidades y también para el hogar.

- CARACTERÍSTICAS
- La altura se puede ajustar mediante sistemas de gas
 - Columna de Aluminio
 - Cuna Transporte y de alta densidad (PP Plastico)
 - El Trendelenburg también se puede ajustar por sistema de gas
 - Altura ajustable: 980mm-780mm
 - Frenos de seguridad

FICHA TÉCNICA

Dimensiones	905 * 535 * 780mm
Altura	780-980 mm
Trendelenburg	14°
Trendelenburg Inverso	14°
Ruedas	Ø100mm
Capacidad de carga	20kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Resorte a gas para posición anti-Trendelenburg



Cuna acrílica para bebé



Colchón



Resorte a gas para ajuste de altura

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'échelle mondiale, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électromédicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. À l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código QR para obtener más información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.