

MK-B07

Cunas hospitalarias



*Mejor atención
mayor confort!*

MK-B07

CUNAS HOSPITALARIAS

DESCRIPCIÓN

La cuna hospitalaria MK-B07 cuenta con estructura de acero inoxidable resistente y anticorrosiva. Su cunero de acrílico transparente y duradero permite una excelente visibilidad del bebé. Con mecanismo de ajuste de ángulo para cuidados médicos, es una opción práctica, confiable y fácil de usar en hospitales, maternidades o en el hogar.


CARACTERÍSTICAS

- Cuna de plástico moldeado extraíble (sin juntas).
- Con posición Trendelenburg (TR). (Inclinación hasta 15°)
- Estructura de acero inoxidable.
- Un estante de acero inoxidable en la parte inferior.
- 4 ruedas giratorias (2 con frenos)
- Con un colchón de 3 cm, fácil de limpiar


FICHA TÉCNICA

Modelo	MK-B07
Dimensiones	820*500*860mm
Trendelenburg	0~15°
Ruedas	Ø75mm
Capacidad de carga	20kg

DETALLES DEL PRODUCTO



Cuna acrílica para bebé



Cesta de almacenamiento inferior



Ruedas

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES