

MK-B11

Cunas hospitalarias



*Mejor atención
mayor confort!*

MK-B11

CUNAS HOSPITALARIAS

DESCRIPCIÓN

La cuna hospitalaria MK-B11, con estructura reforzada y función práctica de posición Trendelenburg, así como asa ergonómica de empuje, ofrece una experiencia de trabajo más fluida para el personal de salud. La barandilla transparente de cuerpo entero y el diseño especial de barandilla de doble capa acortan la distancia entre la madre y el bebé, garantizando al mismo tiempo la seguridad del recién nacido

- CARACTERÍSTICAS
- Estructura de acero con revestimiento en epoxy.
 - Trendelenburg (15°) mediante pistón de gas.
 - Barandilla de doble capa en los lados izquierdo y derecho, para garantizar la seguridad.
 - Empujador lateral.
 - Base de alto impacto en ABS.
 - Cestillo de metacrilato.
 - Colchón de espuma.
 - Cuatro ruedas de 100 mm de diámetro, dos de ellas con freno.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Dimensiones	103 * 61* 94 cm
Medidas colchoncito	89* 55* 3 cm
Trendelenburg inverso	0~12° ±2°
Peso	20 kg
Ruedas	Diámetro 100 mm



Resorte de gas para ajuste

Espacio de almacenamiento



Plataforma

Ruedas con freno





Barandillas transparentes

Manija de empuje



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

**Escanee el código
QR para obtener más
información**

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.