

MC-C01

Mesa de exploración ginecológica



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-C01

MESA DE EXPLORACIÓN GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

La mesa ginecológica MC-C01 optimiza al máximo el espacio de la sala gracias a su gabinete integrado, plataforma extensible para las piernas y soporte para los pies. Su diseño sin juntas reduce la acumulación de suciedad y bacterias. Esta mesa de exploración ofrece características prácticas como estribos integrados y escalón retráctil. Es una opción ideal y económica para consultorios médicos y clínicas.

CARACTERÍSTICAS

- Con lo más novedoso en diseño, comodidad y funcionalidad en mesas de examen manuales.
- Esta mesa realmente le ofrece eficiencia en el cuidado de sus pacientes.
- Tres gavetas laterales para un óptimo manejo de los suministros.
- Cuenta con bandeja en acero inoxidable para residuos.
- Colchoneta anatómica sin costuras extraíble.
- Cuenta con estribos con 4 posiciones de exploración.
- Cuenta con 2 piñeras.
- Con elevación de respaldo.
- Cuenta con grada frontal incorporada.
- Varios colores de colchoneta disponibles a escoger.

FICHA TÉCNICA

Modelo	MC-C01
Dimensiones	1178*520*520mm
Tamaño del escalón	420*520*230mm
Espaldar	0° a 70°
Pliegue de la sección del asiento	0° a 7°
Capacidad de carga	226.8kg



Cajones laterales



Bacinilla colectora



Escalón



Respaldo ajustable



Soporte para piernas



Portarrollo de papel

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES