

MC-C08

Mesa ginecológica



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-C08

MESA GINECOLÓGICA

DESCRIPCIÓN

La sencilla mesa de exploración ginecológica MC-C08 está hecha de tubos redondos de acero inoxidable de alta calidad soldados entre sí. Es resistente, resistente y fácil de limpiar y puede satisfacer las necesidades de la mayoría de los exámenes ginecológicos.

CARACTERÍSTICAS

- Mesa ginecológica con estructura de acero inoxidable de alta calidad.
- Tres secciones con controles independientes.
- Montado sobre 4 pies de goma regulables.
- Respaldo regulable mediante barra elevadora.
- Sección de pelvis y pies ajustables mediante trinquete.
- Equipado con asideros para pacientes.
- Soportes para piernas regulables en altura y anchura.
- Equipado con lavabo para suciedad extraíble.

FICHA TÉCNICA

Modelo	MC-C08
Dimensiones	1800*800*750mm
Espaldar	0 - 60°
Pie	0 - 90°
Capacidad de carga	180kg




Mecanismo de ajuste



Bacinilla colectora




Patas de goma



Espuma y cuero



Asa de sujeción



Soporte para piernas

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES