

MC-C13

Cama de parto



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-C13

CAMA DE PARTO

DESCRIPCIÓN

El diseño compacto, el uso de diseño multifuncional incluyendo el parto, el examen ginecológico, hacen que esta cama se convierta en una selección popular con un presupuesto limitado. La altura ajustable es conveniente para los pacientes de diferentes alturas y el personal médico, la sección de la pierna ocultable puede convertir la cama en una posición de mesa. Todas estas características hacen de la MC-C13 un producto ideal y asequible.

CARACTERÍSTICAS

- Estructura con recubrimiento de polvo
- Acolchado con colchón de espuma
- Cubierta de cuero, impermeable
- Colchón de la sección de los pies extraíble.
- Sección de los pies montada sobre raíles silenciosos que se deslizan bajo la estructura principal.
- Ajustes del respaldo por trinquete.
- Altura regulable mediante bomba hidráulica de 60 a 90 cm.
- Abrazadera de fijación para muletas anatómicas de rodilla.
- Gran bandeja deslizante de acero inoxidable para la recogida de líquidos bajo el asiento.
- Montada sobre cuatro pies de goma
- Construcción desmontable.

FICHA TÉCNICA


Modelo	MC-C13
Dimensiones	1880*800*600mm
Espaldar	0° a 70°
Altura	600-900mm
Capacidad de carga	170kg



Pedal para ajuste de altura




Empuñadura



Soporte para piernas



Cuenca para desechos



Ajuste del respaldo



Patas de goma

SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES