

MC-D01

Cama de parto



*Mejor atención
mayor confort!*

MC-D01

CAMA DE PARTO

DESCRIPCIÓN


En las fases de dilatación y expulsiva, el tiempo y la seguridad son lo más importante y cada segundo cuenta. Hemos diseñado todos los detalles de la cama de parto MC-D01 4 para hacer que el proceso de parto sea seguro para la paciente y para el cuidador.

CARACTERÍSTICAS

- El piecero se desliza fácilmente hasta su posición inicial
- Cuatro ruedas de doble bloqueo para mantener la cama en su sitio de forma segura
- Colchón de espuma de gran calidad de Medik que ofrece comodidad y redistribución de la presión
- Inclinación pélvica automática para reducir el cambio de posición del paciente
- Perímetro despejado alrededor de la cama sin elementos salientes
- Opcionalmente, sección de altura regulable ergonómicamente diseñada
- Seguridad para pacientes y cuidadores

FICHA TÉCNICA

Modelo	MC-D01
Dimensiones	2350 * 940 * 540 mm
Espaldar	0° a 65°
Tabla del asiento	0° a 25°
Altura	540-890 mm
Trendelenburg	8°
Ruedas	Ø150mm
Capacidad de carga	250kg



SOBRE NOSOTROS

Avec plus de 20 ans d'expérience, Medik est devenue un leader du secteur hospitalier à l'chine, en produisant et en distribuant dans le monde entier plus de 4000 articles médicaux et électro-médicaux.

Un partenaire de confiance

En effet, l'entreprise fournit des clients tels que des hôpitaux importants et prestigieux, des centres de santé publics et privés, ainsi que des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Nous sommes un partenaire de confiance capable de couvrir les besoins relatifs aux soins primaires et secondaires mais aussi liés à la plateforme technique et à l'hospitalisation.

Recherche & Développement

Medik a toujours été motivé par le désir d'offrir un plus large accès à une gamme complète et abordable de dispositifs médicaux. Par conséquent, notre recherche vise à développer constamment de nouveaux équipements pour faciliter l'utilisation et augmenter la durée de vie opérationnelle.

Services

Notre réseau de partenaires locaux accrédités offre un support technique:

- Maintenance et garantie
- Formation

Qualité

Medik exige une qualité appropriée, et sans compromis, de ses produits qui sont vérifiés individuellement avant fourniture. A l'écoute de ses clients, la qualité est profondément ancrée dans la culture Fazzini et donc à chaque étape de la chaîne d'approvisionnement. La plus grande partie de notre gamme est fabriquée en Italie et bénéficie d'une garantie d'un an.



YOU TUBE



MEDIK

Escanee el código
QR para obtener más
información

info@medik-medical.com | +86 139 6223 1292

Medik se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. La única garantía que ofrece Medik es la garantía escrita expresa que se extiende en la venta o alquiler de sus productos.

@2022 Medik Services, Inc. TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS. APR53703 rev 1 01-ENE-2022 ES